

Giới thiệu sản phẩm

GIƯỜNG BỆNH NHÂN ICU CHỈNH ĐIỆN

Không chỉ là giường bệnh nhân
Là sự quan tâm trọn vẹn đến người bệnh



HMNB-2020

Giường ICU chỉnh điện cao cấp HMNB-2020 tích hợp hệ thống điều khiển thông minh bằng điện, cho phép điều chỉnh đầu, chân và nghiêng hai bên với độ chính xác cao. Giải pháp lý tưởng cho phòng ICU, hậu phẫu và chăm sóc chuyên sâu, mang đến sự thoải mái tối đa và vận hành êm ái, an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Mã sản phẩm	HMNB-2020
• Kiểu điều chỉnh	Chỉnh điện 1 phần
• Chức năng	Nâng/Hạ phần đầu 0-80 độ Nâng/Hạ phần đùi và chân 45 - (-45) độ Nghiêng trái/Nghiêng phải 0 - 45 độ Điều chỉnh vị trí bờ vệ sinh
• Độ dày nệm	10cm
• Kích thước	2060*960*565 mm
• Tải trọng	250kg
• Chất liệu	Khung giường bằng thép sơn tĩnh điện

CAM KẾT



Đầy đủ chứng từ CO, CQ
và công bố phân loại sản phẩm




Hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp



Bảo hành lên đến 12 tháng

CÁC PHỤ KIỆN ĐI KÈM

01 	01. Bảng đầu giường	1 bộ	05 
02 	02. Thanh giằng 2 bên	1 bộ	06 
03 	03. Bánh xe	4 bánh	07 
04 	04. Đệm	1 cái	08 
	05. Bàn ăn trên giường	1 cái	
	06. Móc treo truyền dịch	1 cái	
	07. Chậu gội đầu	1 cái	
	08. Bô vệ sinh	1 cái	

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Khung giường

Làm từ ống thép dày và ống chắc chắn, bề mặt hàn phẳng mịn.




Đầu giường

Sử dụng tấm ABS chống cháy và độ bền cao



Ốp cản

Thiết kế bo viền giúp bảo vệ an toàn cho người sử dụng



Remote

Thiết kế thông minh, tích hợp đèn LED, bàn phím có đèn nền



Bánh xe

Bánh xe phủ 5 inch. Lốp cao su TPR



Thanh chắn

Thanh chắn hợp kim nhôm, gập được, có khóa an toàn



Nệm giường

Phần đệm dày dặn 10cm, nằm êm ái và thoải mái



Cây truyền dịch

Cột truyền dịch bằng thép không gỉ với móc nhựa



Chậu gội đầu

Chậu gội đầu có ống xả, giúp xả nước bẩn sau khi sử dụng.



Bô vệ sinh

Bô vệ sinh được làm từ nguyên liệu nhựa đú



CHỨC NĂNG ĐIỀU CHỈNH TƯ THẾ

Nâng đùi (Knee-rest Lifting)

Chức năng độc đáo này hỗ trợ bệnh nhân, thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp giảm đau, sưng ở chân.



Nghiêng trái & nghiêng phải

Hỗ trợ người dùng xoay mình dễ dàng, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ lở loét hoặc tổn thương da do tì đè.



ỨNG DỤNG CỦA GIƯỜNG BỆNH



Phòng ICU – Hồi sức tích cực: Hỗ trợ điều chỉnh tư thế bệnh nhân nặng, nằm lâu ngày, cần chăm sóc toàn diện.



Sau hậu phẫu – Phẫu thuật chuyên sâu: Giúp bệnh nhân phục hồi thoải mái sau mổ, giảm áp lực lên các vùng cần điều trị.



Khoa nội trú – Bệnh nhân hạn chế vận động: Hỗ trợ nâng đầu, hạ chân điều chỉnh giường thành ghế và nghiêng trái – phải để ăn uống, sinh hoạt và điều trị.

Chăm sóc tại nhà: Giải pháp tiện lợi cho người thân chăm sóc bệnh nhân lâu dài ngay tại nhà với thao tác điều khiển bằng điện dễ dàng.

Trung tâm phục hồi chức năng – Viện dưỡng lão: Phù hợp với bệnh nhân cao tuổi hoặc cần hỗ trợ phục hồi sau chấn thương.



SENDORA
Beauty Equipment

THIẾT BỊ Y TẾ & THẨM MỸ



0934 267 612 – 0938 625 125



Sendora.vn



87/4 đường Thới An 17A, Phường Thới An, TP. Hồ Chí Minh